



**FRIGO BOX**

Materiale: Polistirolo Antiurto

**FRIGO BOX, SQUARE**

Material: High Impact Polystyrene

**FRIGO BOX**

Matière: Polystyrène Anti-choc



**INDICATORE DI STERILIZZAZIONE**

Materiale: Nastro adesivo

Nastro adesivo dotato di indicatore di sterilizzazione. L'Art. 1052 si utilizza in autoclave (20 min. a +120°C o 10 min. a +125°C o 5 min. a +135°C); l'indicatore vira dal colore bianco al colore bruno.

**STERILISATION INDICATOR TAPE**

Material: Adhesive paper tape

Adhesive tape to indicate sterilisation. Art. 1052 is used with autoclaving sterilisation (20' at +120°C or 10' at +125°C or 5' at +135°C): colour changes from white to brown.

**RUBANS INDICATEURS DE STÉRILISATION**

Matière: Bande adhésive

Rubans adhésifs à indice de stérilisation. Art. 1052 est autoclavable (20 mm. à +120°C ou 10 mm. à +125°C ou 5 mm. à +135°C); l'indice vire du blanc au marron.



**SCHEMI DI PROTEZIONE**

Materiale: PMMA

Gli schermi di protezione in Polimetilmetacrilato trasparente sono disponibili in due spessori diversi, sono molto stabili, muniti di piedini antiscivolo. Il modello 571 è indicato per proteggere il personale di laboratorio da sostanze chimiche pericolose, aerosol e spruzzi casuali. Il modello 572 è stato particolarmente studiato per assicurare un'adeguata protezione quando si usano isotopi beta-emittenti, compreso il P32.

**SAFETY SHIELDS**

Material: PMMA

The safety shields are available in two sizes with different thicknesses and are made of high quality, clear acrylic; are free standing, portable and stable, and are all fitted with non-skid feet. Art. 571 is designed to provide laboratory and healthcare personnel with facial protection from hazardous substances, aerosol and splashing. Art. 572 is designed to provide additional protection from radiations while using beta emitting isotopes, including P32.

**ECRANS DE PROTECTION**

Matière: PMMA

Les écrans de protection en Polyméthyl-métacrylate transparent sont disponibles en 2 épaisseurs différents, très stables grâce aux pieds non glissants. Le mod. 571 est indiqué pour protéger le personnel de laboratoire, de substances chimiques dangereuses, aérosols et éclaboussement occasionnel. Le mod. 572 est étudié pour assurer une protection adéquate en utilisant isotope beta-émetteurs y compris le P32.

	Art.	Descrizione	Description	Description
FRIGO BOX FRIGO BOX, SQUARE FRIGO BOX	3707	Unità ghiaccio con 1 Kg. di liquido per nostri art. 3705/3706/3708	Plastic container with 1 Kg. of cooling liquid for art. 3705/3706/3708	Container en plastique avec 1 Kg. de liquide réfrigérant pour les frigo box art. 3705/3706/3708
		Tipo di sterilizzazione Type of sterilization Type de stérilisation	Lunghezza mt Length mt Longueur mt	Altezza mm Width mm Hauteur mm
INDICATORE DI STERILIZZAZIONE STERILISATION INDICATOR TAPE RUBANS INDICATEURS DE STÉRILISATION	1052	Autoclave	50	19
	1051	Metodo Poupinel (a secco) Poupinel Method (dry heat) Méthode Poupinel (à sec)	50	19
SCHEMI DI PROTEZIONE SAFETY SHIELDS ECRANS DE PROTECTION		Dimensioni Dimensions Dimensions mm	Spessore Thickness Épaisseur	
	571	242x365 (h)	5	
	572	305x480 (h)	9	